


LEUCOCITOS FECALES

Código fonasa/particular	0308005								
Nombres del examen	Leucocitos en deposición								
Tiempo de respuesta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Laboratorio</th> <th>Días de procesamiento</th> <th>Plazo de entrega</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clinica Puerto Varas</td> <td>Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs</td> <td>1 día hábil</td> </tr> </tbody> </table>	Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega	Clinica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil		
Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega							
Clinica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil							
Preparación del paciente	No requiere preparación, ver documento adjunto instructivo deposiciones frescas.								
Muestra requerida	 <p>Deposición fresca: en frasco limpio y seco Transportar de inmediato a laboratorio para su procesamiento refrigerado.</p>								
Estabilidad de la muestra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Muestra</th> <th>T° ambiente (20- 25 °C)</th> <th>Refrigerada (2 – 8 °C)</th> <th>Congelada (- 20°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deposición fresca</td> <td>Inestable</td> <td>8 horas</td> <td>No aplica</td> </tr> </tbody> </table>	Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)	Deposición fresca	Inestable	8 horas	No aplica
Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)						
Deposición fresca	Inestable	8 horas	No aplica						
Método utilizado	Observación microscópica con azul de metileno								
Intervalo de referencia	No se observa presencia de leucocitos								
Valor crítico	No aplica								
Información clínica	<p>Los Leucocitos Fecales se presentan en infecciones del intestino originadas por bacterias invasivas como: Salmonella, Shigella, Yersinia y E.coli enteroinvasiva y en procesos inflamatorios no bacterianos (colitis ulcerativa, colitis asociado a antibióticos). En las heces de la diarrea secundaria a virus, bacterias tóxicas y parásitos no suelen encontrarse leucocitos fecales.</p> <p>Técnica semicuantitativa, si hay presencia se informa como escasa, regular y abundante cantidad.</p>								
Parámetros de desempeño	Sensibilidad 39% Especificidad 81%								
Referencias	L.A Granville, P.Cernoch, G.A Lan. "Performance Assesment of the Fecal Leukocyte test for Inpatients". Journal of Clinical Microbiology. 2004 p. Vol.42, No.3, Pag. 1254-1256								